

MANUALE PER LA FORMAZIONE


Sistema di microinfusione Accu-Chek® Solo



REGOLAZIONE DEI PERIODI TEMPORALI

Modifica di un periodo temporale



 Impostazioni Promemoria Soglie di avviso Ora e data Impostazioni del bolo Periodi temporali Volume e vibrazione Impostazioni generali

Tocca [Periodi temporali](#).



Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 05:30

Ripristina

Chiudi

Tocca il periodo temporale che desideri modificare.

Impostazione del periodo
temporale

Ora di inizio 22:00

Ora di fine 03:30

Avanti

Regola l'ora di fine.

Tocca [Avanti](#).

 Intervallo ideale


Valore del limite superiore	7,5 mmol/L
-----------------------------	------------

Valore del limite inferiore	3,6 mmol/L
-----------------------------	------------

Avanti

Regola il valore del limite superiore e il valore del limite inferiore.

Tocca [Avanti](#).

 Impostazioni del consiglio bolo

Rapporto insulina-carboidrati

1,00 U : 14 g

Sensibilità insulinica


1,00 U : 2,8 mmol/L

I valori del rapporto insulina-carboidrati e della sensibilità insulinica vengono utilizzati per tutti i periodi temporali. È possibile modificare i valori di ogni singolo periodo temporale in seguito.

Chiudi

Regola il rapporto insulina-carboidrati e la sensibilità insulinica.

Tocca [Chiudi](#).

 Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 22:00

22:00 – 05:30

Chiudi

Dopo aver modificato i periodi temporali, tocca [Chiudi](#).


Aggiunta di un periodo temporale

Questa sezione ti illustra come aggiungere un periodo temporale.


Per aggiungere un periodo temporale, riduci l'ora di fine dell'ultimo periodo temporale.

Dopo aver creato il nuovo periodo temporale, è probabile che tu debba regolare l'ora di fine e altre informazioni per ciascun periodo temporale.



 Impostazioni Promemoria Soglie di avviso Ora e data Impostazioni del bolo Periodi temporali Volume e vibrazione Impostazioni generali

Tocca [Periodi temporali](#).

 Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 05:30

Chiudi

Tocca l'ultimo periodo temporale.



Impostazione del periodo temporale


Ora di inizio 22:00

Ora di fine 03:30

Avanti

Tocca Ora di fine e riduci l'ora di fine per creare un nuovo periodo temporale. Tuttavia, non ridurre l'ora di fine fino a farla coincidere con l'ora di inizio, poiché in tal caso cancellerai il periodo temporale.

Tocca [Avanti](#).

 Intervallo ideale


Valore del limite superiore	8,0 mmol/L
-----------------------------	-------------------

Valore del limite inferiore	4,2 mmol/L
-----------------------------	-------------------

Avanti

Imposta il valore del limite superiore e il valore del limite inferiore per il nuovo periodo temporale.

Tocca [Avanti](#).

 Impostazioni del consiglio bolo

Rapporto insulina-carboidrati

1,00 U	:	14 g
--------	---	------

Sensibilità insulinica

1,00 U	:	2,5 mmol/L
--------	---	------------

I valori del rapporto insulina-carboidrati e della sensibilità insulinica vengono utilizzati per tutti i periodi temporali. È possibile modificare i valori di ogni singolo periodo temporale in seguito.

Chiudi

Imposta il rapporto insulina-carboidrati e la sensibilità insulinica per il nuovo periodo temporale.

Tocca [Chiudi](#).

 Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 03:30

03:30 – 05:30

Chiudi

Può essere necessario modificare l'ora di fine e le impostazioni degli altri periodi temporali.


Dopo aver modificato i periodi temporali tocca [Chiudi](#).

Reimpostazione di tutti i periodi temporali

Questa sezione ti illustra come ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i periodi temporali e come reimpostarli.

Ciò è necessario, ad esempio, se desideri modificare l'ora di inizio del primo periodo temporale.



 Impostazioni Promemoria Soglie di avviso Ora e data Impostazioni del bolo Periodi temporali Volume e vibrazione Impostazioni generali

Tocca [Periodi temporali](#).



Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 05:30

Ripristina

Chiudi

Tocca Ripristina.

 Informazione

Reimpostare i periodi temporali?

Reimpostare le impostazioni
di tutti i periodi temporali?

No

Sì

Se desideri reimpostare tutti i periodi temporali, tocca Sì.



Primo periodo temporale

Ora di inizio	06:30
---------------	--------------

Ora di fine	09:30
-------------	--------------

Chiudi

Imposta l'ora di inizio e l'ora di fine per il primo periodo temporale.

Tocca [Chiudi](#).



Intervallo ideale


Valore del limite superiore	7,8 mmol/L
-----------------------------	------------

Valore del limite inferiore	3,9 mmol/L
-----------------------------	------------

Chiudi

Imposta i valori predefiniti per il valore del limite superiore e il valore del limite inferiore.

Tocca [Chiudi](#).

 Impostazioni del consiglio bolo

Rapporto insulina-carboidrati

1,00 U : 10 g

Sensibilità insulinica

1,00 U : 2,2 mmol/L

I valori del rapporto insulina-carboidrati e della sensibilità insulinica vengono utilizzati per tutti i periodi temporali. È possibile modificare i valori di ogni singolo periodo temporale in seguito.

Chiudi

Imposta i valori predefiniti per il rapporto insulina-carboidrati e la sensibilità insulinica.

Tocca [Chiudi](#).



Impostazione dei periodi temporali

Le impostazioni dell'intervallo ideale e le impostazioni predefinite del primo periodo temporale sono state copiate in tutti i periodi temporali. È possibile modificare le impostazioni di ogni singolo periodo temporale in seguito.

OK

Tocca OK.



PANORAMICA DELLE IMPOSTAZIONI

Il menu Impostazioni ti offre le seguenti opzioni per modificare le impostazioni del sistema di microinfusione:

Impostazione	Spiegazione
Promemoria	Ti aiutano a ricordare le operazioni che devi svolgere con il tuo sistema di gestione del diabete. Per una spiegazione a parte dei promemoria consulta (Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 14.2 .
Soglie di avviso	Definizione delle soglie di avviso per valori glicemici molto bassi (ipoglicemia) o molto alti (iperglicemia) e altri valori.
Ora e data	La corretta impostazione dell'ora e della data assicura l'erogazione puntuale dell'insulina nel corso della giornata.
Impostazioni del bolo	Parametri riguardanti l'erogazione del bolo e il bolo rapido. Per una panoramica più completa delle impostazioni del consiglio bolo in questo menu consulta (Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 9.4 .
Periodi temporali	Impostazione delle ore di inizio e di fine, nonché degli intervalli glicemici ideali, dei rapporti insulina-carboidrati e dei valori di sensibilità insulinica. Se è attiva la funzione di consiglio bolo, puoi trovare le impostazioni dei periodi temporali nel menu Consiglio bolo. Consulta (Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 9.12 .
Suono e vibrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Volume • Vibrazione • Suono che accompagna l'esecuzione del test della glicemia • Notifiche del sistema • Erogazione di insulina • Impostazione del touch screen • Interruzione dei suoni
Impostazioni generali	<ul style="list-style-type: none"> • Lingua • Luminosità • Test del sistema

Blocco del display	Protegge lo strumento di gestione del diabete da modifiche e inserimenti accidentali.
Informazioni sul sistema	Informazioni tecniche utili soprattutto quando si comunica con il servizio assistenza del microinfusore.
Modalità di iniezione	Modalità di terapia insulinica convenzionale intensiva nella quale si somministra insulina ad azione breve e insulina ad azione prolungata (insulina depot) mediante una siringa o una penna.

Nota

Quando modifichi un'impostazione, eventuali modifiche non salvate andranno perse se spegni lo strumento di gestione del diabete o inserisci una striscia reattiva nell'apposita fessura.

Avvertenza

I dati per le impostazioni della terapia ti saranno forniti dal tuo medico curante e potrai modificarli solo dopo averlo consultato. Utilizzando impostazioni errate incorri in un rischio di iperglicemia o ipoglicemia.

Approvato/elencato/registrato sotto il nome di prodotto:
sistema di microinfusione Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK
SMART PIX,
ACCU-CHEK SOLO e FASTCLIX sono marchi di Roche.

Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di
Bluetooth SIG,
Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Roche è concesso in licenza.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi
proprietari.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

