

# MANUALE PER LA FORMAZIONE


Sistema di microinfusione Accu-Chek® Solo



# REGOLAZIONE DEI PERIODI TEMPORALI

## Modifica di un periodo temporale



 Impostazioni Promemoria Soglie di avviso Ora e data Impostazioni del bolo Periodi temporali Volume e vibrazione Impostazioni generali

Tocca [Periodi temporali](#).



## Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 05:30

Ripristina

Chiudi

Tocca il periodo temporale che desideri modificare.

Impostazione del periodo  
temporale

Ora di inizio 22:00

Ora di fine 03:30

Avanti

Regola l'ora di fine.

Tocca [Avanti](#).

 Intervallo ideale


Valore del limite superiore	<b>135 mg/dL</b>
-----------------------------	------------------

Valore del limite inferiore	<b>65 mg/dL</b>
-----------------------------	-----------------

**Avanti**

Regola il valore del limite superiore e il valore del limite inferiore.

Tocca [Avanti](#).

 Impostazioni del consiglio bolo

## Rapporto insulina-carboidrati

1,00 U	:	14 g
--------	---	------

## Sensibilità insulinica


1,00 U	:	50 mg/dL
--------	---	----------

I valori del rapporto insulina-carboidrati e della sensibilità insulinica vengono utilizzati per tutti i periodi temporali. È possibile modificare i valori di ogni singolo periodo temporale in seguito.

**Chiudi**

Regola il rapporto insulina-carboidrati e la sensibilità insulinica.

Tocca [Chiudi](#).

 Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 22:00

22:00 – 05:30

**Chiudi**

Dopo aver modificato i periodi temporali, tocca [Chiudi](#).




## Aggiunta di un periodo temporale

Questa sezione ti illustra come aggiungere un periodo temporale.


Per aggiungere un periodo temporale, riduci l'ora di fine dell'ultimo periodo temporale.

Dopo aver creato il nuovo periodo temporale, è probabile che tu debba regolare l'ora di fine e altre informazioni per ciascun periodo temporale.



 Impostazioni Promemoria Soglie di avviso Ora e data Impostazioni del bolo Periodi temporali Volume e vibrazione Impostazioni generali

Tocca [Periodi temporali](#).

 Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 05:30

**Chiudi**

Tocca l'ultimo periodo temporale.



## Impostazione del periodo temporale

Ora di inizio 22:00

Ora di fine 03:30

### Avanti

Tocca Ora di fine e riduci l'ora di fine per creare un nuovo periodo temporale. Tuttavia, non ridurre l'ora di fine fino a farla coincidere con l'ora di inizio, poiché in tal caso cancellerai il periodo temporale.

Tocca [Avanti](#).

 Intervallo ideale


Valore del limite superiore	<b>145 mg/dL</b>
-----------------------------	------------------

Valore del limite inferiore	<b>75 mg/dL</b>
-----------------------------	-----------------

**Avanti**

Imposta il valore del limite superiore e il valore del limite inferiore per il nuovo periodo temporale.

Tocca [Avanti](#).

 Impostazioni del consiglio bolo

## Rapporto insulina-carboidrati

1,00 U : 14 g

## Sensibilità insulinica


1,00 U : 45 mg/dL

I valori del rapporto insulina-carboidrati e della sensibilità insulinica vengono utilizzati per tutti i periodi temporali. È possibile modificare i valori di ogni singolo periodo temporale in seguito.

**Chiudi**

Imposta il rapporto insulina-carboidrati e la sensibilità insulinica per il nuovo periodo temporale.

Tocca [Chiudi](#).

 Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 03:30

03:30 – 05:30

**Chiudi**

Può essere necessario modificare l'ora di fine e le impostazioni degli altri periodi temporali.

Dopo aver modificato i periodi temporali tocca [Chiudi](#).


## Reimpostazione di tutti i periodi temporali

Questa sezione ti illustra come ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i periodi temporali e come reimpostarli.


Ciò è necessario, ad esempio, se desideri modificare l'ora di inizio del primo periodo temporale.





 Impostazioni Promemoria Soglie di avviso Ora e data Impostazioni del bolo Periodi temporali Volume e vibrazione Impostazioni generali

Tocca [Periodi temporali](#).

 Periodi temporali

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 05:30

Ripristina

Chiudi

Tocca Ripristina.

Informazione



### Reimpostare i periodi temporali?

Reimpostare le impostazioni  
di tutti i periodi temporali?

No

Sì

Se desideri reimpostare tutti i periodi temporali, tocca Sì.



## Primo periodo temporale

Ora di inizio	<b>06:30</b>
---------------	--------------

Ora di fine	<b>09:30</b>
-------------	--------------

**Chiudi**

Imposta l'ora di inizio e l'ora di fine per il primo periodo temporale.

Tocca [Chiudi](#).

 Intervallo ideale


Valore del limite superiore	<b>140 mg/dL</b>
-----------------------------	------------------

Valore del limite inferiore	<b>70 mg/dL</b>
-----------------------------	-----------------

**Chiudi**

Imposta i valori predefiniti per il valore del limite superiore e il valore del limite inferiore.

Tocca [Chiudi](#).

 Impostazioni del consiglio bolo

## Rapporto insulina-carboidrati

1,00 U : 10 g

## Sensibilità insulinica

1,00 U : 40 mg/dL

I valori del rapporto insulina-carboidrati e della sensibilità insulinica vengono utilizzati per tutti i periodi temporali. È possibile modificare i valori di ogni singolo periodo temporale in seguito.

## Chiudi

Imposta i valori predefiniti per il rapporto insulina-carboidrati e la sensibilità insulinica.

Tocca Chiudi.



### Impostazione dei periodi temporali

Le impostazioni dell'intervallo ideale e le impostazioni predefinite del primo periodo temporale sono state copiate in tutti i periodi temporali. È possibile modificare le impostazioni di ogni singolo periodo temporale in seguito.

OK

Tocca OK.





# PANORAMICA DELLE IMPOSTAZIONI

Il menu Impostazioni ti offre le seguenti opzioni per modificare le impostazioni del sistema di microinfusione:

Impostazione	Spiegazione
<b>Promemoria</b>	Ti aiutano a ricordare le operazioni che devi svolgere con il tuo sistema di gestione del diabete. Per una spiegazione a parte dei promemoria consulta <a href="#">(Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 14.2</a> .
<b>Soglie di avviso</b>	Definizione delle soglie di avviso per valori glicemici molto bassi (ipoglicemia) o molto alti (iperglicemia) e altri valori.
<b>Ora e data</b>	La corretta impostazione dell'ora e della data assicura l'erogazione puntuale dell'insulina nel corso della giornata.
<b>Impostazioni del bolo</b>	Parametri riguardanti l'erogazione del bolo e il bolo rapido.  Per una panoramica più completa delle impostazioni del consiglio bolo in questo menu consulta <a href="#">(Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 9.4</a> .
<b>Periodi temporali</b>	Impostazione delle ore di inizio e di fine, nonché degli intervalli glicemici ideali, dei rapporti insulina-carboidrati e dei valori di sensibilità insulinica.  Se è attiva la funzione di consiglio bolo, puoi trovare le impostazioni dei periodi temporali nel menu Consiglio bolo. Consulta <a href="#">(Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 9.12</a> .
<b>Suono e vibrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume</li> <li>• Vibrazione</li> <li>• Suono che accompagna l'esecuzione del test della glicemia</li> <li>• Notifiche del sistema</li> <li>• Erogazione di insulina</li> <li>• Impostazione del touch screen</li> <li>• Interruzione dei suoni</li> </ul>
<b>Impostazioni generali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingua</li> <li>• Luminosità</li> <li>• Test del sistema</li> </ul>

<b>Blocco del display</b>	Protegge lo strumento di gestione del diabete da modifiche e inserimenti accidentali.
<b>Informazioni sul sistema</b>	Informazioni tecniche utili soprattutto quando si comunica con il servizio assistenza del microinfusore.
<b>Modalità di iniezione</b>	Modalità di terapia insulinica convenzionale intensiva nella quale si somministra insulina ad azione breve e insulina ad azione prolungata (insulina depot) mediante una siringa o una penna.

### **Nota**

Quando modifichi un'impostazione, eventuali modifiche non salvate andranno perse se spegni lo strumento di gestione del diabete o inserisci una striscia reattiva nell'apposita fessura.

### **Avvertenza**

I dati per le impostazioni della terapia ti saranno forniti dal tuo medico curante e potrai modificarli solo dopo averlo consultato. Utilizzando impostazioni errate incorri in un rischio di iperglicemia o ipoglicemia.

Approvato/elencato/registrato sotto il nome di prodotto:  
sistema di microinfusione Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK  
SMART PIX,  
ACCU-CHEK SOLO e FASTCLIX sono marchi di Roche.

Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di  
Bluetooth SIG,  
Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Roche è concesso in licenza.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi  
proprietari.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)

