

كتيب^٩ التدريب

أكيو-تشيك® سولو نظام المضخة الصغيرة



عملية الإعداد

لتيسير تحضير المضخة الصغيرة، تم تقسيم إجراء بدء التشغيل إلى 6 مراحل، سيتم توضيحها بالتفصيل في الصفحات التالية:

- وضع وحدة التسريب على الجسم
- ملء المخزن الجديد بالإنسولين
- توصيل المخزن بقاعدة المضخة
- توصيل المضخة الصغيرة بجهاز إدارة السكري
- ملء إبرة المخزن
- تثبيت المضخة الصغيرة في حامل المضخة

تحذير


المخزن والقنية وحامل المضخة هي عناصر تم تعبئتها معقمة ومخصصة للاستخدام مرة واحدة. لا تستخدم مكونات المضخة اللاصقة بلا أنبوب إذا كانت العبوة المعقمة المعنية مفتوحة من قبل أو تالفة.

01	02
<p>07:00  معلومة </p> <p>تحضير المضخة الصغيرة </p> <p>قبل أن تتاح لك إمكانية استخدام المضخة الصغيرة، يجب عليك تحضير كل مكونات النظام الضرورية.</p> <p>موافق</p>	<p>07:00  تحضير المضخة الصغيرة </p> <p>نفذ الخطوات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. قم بضبط وحدة تسريب جديدة على موضع الجسم المختار. 2. قم بملء مخزن جديد بالأنسولين. 3. قم بتوصيل المخزن بقاعدة المضخة. <p>المساعدة تم</p>
<p>بعد إعداد جهاز إدارة السكري (انظر)، تظهر شاشة تحضير المضخة الصغيرة. انقر على موافق.</p>	<p>اتبع الإرشادات الموجودة في شاشة تحضير المضخة الصغيرة. الخطوات الفردية موضحة بالتفصيل في الصفحات التالية. انقر على المساعدة إذا كنت تريد مشاهدة خطوات العمل مثل فيديو رسوم متحركة. إذا كنت قد انتهيت من كل الخطوات الثلاث، انقر على تم.</p>

المرحلة 1: وضع وحدة التسريب على الجسم

03	04	05
		
اغسل يديك جيدًا.	اختر موضعًا مناسبًا بالجسم. امسح الموقع بماسة كحول. ثم اتركه يجف. يجب أن يكون الجلد جافًا تمامًا لضمان التلاصق المثالي لحامل المضخة.	قم بإزالة حامل المضخة من العبوة النفطية.

06




أولاً، قم بمحاذاة الخطاف في أسفل أداة الإدخال والخطاف على حامل المضخة، بحيث يتعشقان في بعضهم البعض.

07






ثم، باستخدام ضغط خفيف، ادفع حامل المضخة الصغيرة تمامًا على أداة الإدخال حتى تتعشق مع الخطاف على مقدمة أداة الإدخال.

08



قم بشد أداة الإدخال وذلك بأن تقوم بإدارة ذراع الشد في اتجاه السهم بزاوية 180 درجة تقريبًا.

09	10	11
		
<p>أدخل وحدة القنية في فتحة وحدة القنية في اتجاه مال بحيث تكون الفتحة السفلية مواجهة للأمام.</p>	<p>ادفع وحدة القنية في الفتحة إلى أن تثبت بصوت مسموع. تحقق عن طريق أداة وضع القنية من وجود وحدة القنية في الموضع الصحيح.</p>	<p>اسحب كلا جزئي الطبقة الواقية من اللصقة. لا تلمس السطح اللاصق لللصقة.</p>

12




تأكد أن سطح الجلد مشدود
ومسطح. اضغط على أداة
الإدخال بإحكام على
الموضع المختار من الجسم
بحيث يتم وضع اللصقة
باستواء على الجلد.

13




اضغط على زر الإطلاق. يتم
إدخال القنية بعد ذلك في
الجسم.

14




ابسط اللصقة على وحدة
التسريب بسلاسة. للقيام
بذلك، اضغط على اللصقة
بإحكام على الجلد.

15




اضغط زر الفصل وقم بفك
أداة الإدخال من وحدة
التسريب.


16



اضغط وحدة التسريب
وحواف اللصقة بشكل
يجعل اللصقة تلتصق
بسلاسة على الجلد. الآن
أصبحت وحدة التسريب
مثبتة بأمان على الجسم.

ملاحظه 

بعد هذه الخطوة، تأكد
مما إذا كانت رأس
القنية الرمادية مرئية
في فتحة إدخال القنية
ومغلقة بالفتحة بشكل
مستوى. إذا لم تكن رأس
القنية الرمادية مرئية،
فيرجى الانتقال إلى علاج
الأخطاء.



اخلع عبوة القنية
المستخدمة من أداة
الإدخال. قم بالتخلص من
عبوة القنية المستخدمة
وفقًا للوائح التنظيمية
المحلية.

تحذير ⚠️

قم باختبار مستوى السكر في الدم لديك بعد تغيير وحدة التسريب، على الأقل مرة واحدة خلال ساعة واحدة إلى ثلاث ساعات وأربع مرات يوميًا على الأقل.
إذا ازداد مستوى السكر في الدم لديك لأسباب غير مبررة أو إذا حدث إنذار بالانسداد، افحص المضخة الصغيرة ووحدة التسريب عن أي انسدادات أو مواضع غير محكمة الغلق. استبدل وحدة التسريب على الفور إذا لم تكن متأكدًا من عمل وحدة التسريب بالشكل الصحيح.
يجب عدم إعادة استخدام القنية وحامل المضخة. أثناء التخلص، تأكد من عدم تعرض أشخاص آخرين للإصابة بالقنية، حيث يوجد خطر انتقال عدوى بالقنية ومبيت القنية.




المرحلة 2: ملء المخزن الجديد بالإنسولين

المخزن هو وعاء الإنسولين للمضخة الصغيرة. بالإضافة إلى وحدة المخزن، الرجاء تجهيز الأشياء التالية:

- زجاجة إنسولين تحتوي على إنسولين قصير المفعول بتركيز 100 وحدة
- ماسحة كحول معقمة

تحذير ⚠

ترد وحدة المخزن في عبوة معقمة وهي مخصصة للاستخدام مرة واحدة. لا تستخدم مكونات نظام وحدة المخزن إذا كانت العبوة المعقمة مفتوحة من قبل أو تالفة.

18	19	20
		
<p>تأكد أن الإنسولين بدرجة حرارة الغرفة. قم بتطهير الجانب العلوي لزجاجة الإنسولين باستخدام ماسحة كحول معقمة.</p>	<p>خذ وحدة المخزن الجديدة من العبوة.</p>	<p>لتنشيط البطارية اسحب بحرص طبقة حماية البطارية نحو الأسفل ثم الخارج في اتجاه السهم.</p>

21




أمسك بإحكام الجزء
الدائري من المقبض
واسحبه في اتجاه السهم
نحو الأسفل. املأ المخزن
بكمية الهواء المطلوبة فيما
بعد لملء الإنسولين.

ملاحظته 


يجب دائمًا ملء المخزن بـ
80 وحدة (0.8 مل) على
الأقل. تبلغ السعة القصوى
للمخزن 200 وحدة
(2.0 مل).

22



ضع زجاجة الإنسولين على
سطح مستوي (على لوح
الطاولة مثلاً). ضع أداة
مساعدة الملء على
الزجاجة. اضغط على أداة
مساعدة الملء نحو الأسفل
إلى أن تستقر في مكانها
بصوت مسموع.

23




اضغط المقبض نحو الأسفل
تمامًا لملء زجاجة
الإنسولين بالهواء.

24




قم بإدارة وحدة المخزن مع
زجاجة الإنسولين، بحيث
تكون الزجاجة موجودة
أعلى المخزن. أثناء القيام
بذلك، تأكد من تثبيت إبهامك
أسفل المقبض حتى يبقى
الهواء في الزجاجة.

25




ثم قم بتحرير المقبض ببطء
للسماح لذراع المكبس
بالتحرك لأسفل. ثم استمر
في جذب المقبض حتى يتم
ملء المخزن بالكمية
المرغوبة من الإنسولين.

26




تأكد من عدم وجود أي فقاعات هواء في المخزن. انقر بخفة على المخزن بإصبعك حتى تتحرك أي فقاعات هوائية في اتجاه أداة مساعدة الملء.

27




اضغط على المقبض ببطء نحو الأعلى في اتجاه السهم (1)، لإزالة فقاعات الهواء من المخزن. اسحب المقبض ببطء في اتجاه السهم (2) إلى أن يمتلئ المخزن بكمية الإنسولين المطلوبة.

28







افصل أداة مساعدة الملء من المخزن، وذلك عن طريق إزالتها بشكل جانبي في اتجاه السهم. تنبيه: هناك خطر وقوع إصابات بإبرة المخزن. تخلص من أداة مساعدة الملء.



اكبس المقبض بخفة على
السطح المموج (1)
واسحب المقبض بشكل
جانبي من ذراع
المكبس (2).
تخلص من المقبض.

المرحلة 3: توصيل المخزن بقاعدة المضخة

30	31	32
		
<p>اخلع غطاء المخزن الأزرق من قاعدة المضخة.</p>	<p>قم بمحاذاة ذراع مكبس المخزن الممتلئ وفتحة ذراع مكبس قاعدة المضخة.</p>	<p>امسك قاعدة المضخة بيد واحدة والمخزن باليد الأخرى. ادفع المخزن الممتلئ على قاعدة المضخة، حتى يتم توصيل كلا الجزأين بإحكام.</p>



بعد توصيل المخزن بقاعدة
المضخة، تصدر قاعدة
المضخة نغمتين لتأكيد
توصيل مكونات النظام
بشكل صحيح وتنشيط
البطارية.

تأكد من عدم وجود مسافة
بين المخزن وقاعدة
المضخة.
لا تستخدم القوة المفرطة
لتوصيل قاعدة المضخة مع
المخزن.




اقرأ الكمية الموجودة في
المخزن بالاستعانة
بالمقياس الموجود على
المخزن. المخزن المعروض
في الشكل أعلاه ممتلئ
بالكامل بمقدار 2.0 مل
(200 وحدة).



المرحلة 4: قم بتوصيل جهاز إدارة السكري بالمشخة الصغيرة.

قبل أن تتمكن من تشغيل المشخة الصغيرة مع جهاز إدارة السكري، يجب إقران كلا الجهازين. بمجرد اقترانهما، يتم تخزين إعدادات الاقتران في كلا الجهازين، بحيث لا يتعين عليك تكرار إجراء الاقتران حتى ترغب في إقران قاعدة مشخة صغيرة جديدة.

يضمن الاقتران أنه في حالة توقف الاتصال عبر تقنية *Bluetooth*® اللاسلكية بين جهاز إدارة السكري والمشخة الصغيرة أو انقطاعه لأي سبب، فسيتم استعادة الاتصال تلقائيًا بمجرد وجود الجهازين ضمن مدى مناسب من بعضهما البعض.

36	37	37
<p>07:00 </p> <p>اتصال جهاز إدارة مرض السكري بالمشخة الصغيرة</p>	<p>07:00 </p> <p>اتصال جهاز إدارة مرض السكري بالمشخة الصغيرة</p>	<p>07:00 </p> <p>التعرف على المشخة الصغيرة</p>
<p>امسك جهاز إدارة مرض السكري بالقرب من المشخة الصغيرة.</p> 	<p>امسك جهاز إدارة مرض السكري بالقرب من المشخة الصغيرة.</p> 	<p>مسح كود الاتصال</p> <p>إدخال مفتاح المشخة</p>
<p>التالي</p>	<p>التالي</p>	
<p>ضع جهاز إدارة السكري بالقرب من المشخة الصغيرة لإنشاء اتصال عبر تقنية <i>Bluetooth</i>® اللاسلكية. انقر على التالي.</p>	<p>الرجاء الانتظار لحظة حتى يقوم جهاز إدارة السكري بإنشاء الاتصال مع المشخة الصغيرة.</p>	<p>يمكنك إقران الجهازين بسهولة بالكاميرا الموجودة على ظهر جهاز إدارة السكري وبكود الاقتران الموجود على قاعدة المشخة. انقر على مسح كود الاقتران.</p>



وجه كاميرا جهاز إدارة السكري إلى كود الاقتران الخاص بقاعدة المضخة. امسك جهاز إدارة السكري بحيث يظهر كود الاقتران في منتصف الشاشة.

ملاحظة i

عند مسح كود الاقتران بنجاح والتعرف عليه، يقوم جهاز إدارة السكري بتحميد كود الاقتران على الشاشة وإصدار صوت.

تم الآن اقتران المضخة الصغيرة وجهاز إدارة السكري ببعضهما البعض.








تستغرق هذه العملية بعض الوقت.

نصيحة i

إذا لم تتمكن من مسح كود الاقتران، فيمكنك إدخال مفتاح المضخة يدويًا في جهاز إدارة السكري.

لمزيد من المعلومات حول إدخال مفتاح المضخة يدويًا، انظر .

المرحلة 5: ملء إبرة المخزن

40	41	42
<p>07:00   تحذير</p> <p>ملء إبرة المخزن </p> <p>غير مسموح أن تضع المضخة الصغيرة في حاملة المضخة. انقر على "ملء".</p> <p>الملء</p>		<p>07:00  ملء المضخة الصغيرة </p> <p>انقر على "موافق" إذا رأيت أي قطرة على إبرة المخزن. وقد يستغرق هذا دقيقتين.</p> 
<p>بعد لك، يجب أن تقوم بملء إبرة المخزن. تأكد من عدم تثبيت المضخة الصغيرة بوحدة التسريب. انقر على ملء.</p>	<p>انتبه، أثناء الانتظار، إلى فتح إبرة المخزن أثناء الملء. تكون إبرة المخزن ممتلئة عندما يمكنك رؤية قطرة على طرف الإبرة.</p>	<p>بمجرد رؤيتك قطرة الإنسولين، انقر على موافق.</p> <p>إلغاء موافق</p>

ملاحظة

في حالة عدم ظهور قطرة، ارجع إلى علاج الأخطاء.

43

07:00

تثبيت المضخة الصغيرة

قم أولاً بتثبيت المضخة الصغيرة على وحدة التسريب. انقر بعد ذلك على "التالي".



التالي


قم بتجهيز المضخة الصغيرة لتثبيتها في وحدة التسريب.

ملاحظة 

لتثبيت المضخة الصغيرة بشكل صحيح بوحدة التسريب، يجب عليك تعشيق الحز الموجود أسفل المضخة الصغيرة مع خطاف وحدة التسريب




- 1 إبرة المخزن
- 2 فتحة إدخال القنية
- 3 حز لتثبيت حامل المضخة الصغيرة
- 4 خطاف لتثبيت المضخة الصغيرة



44	45	46
<p>ضع المضخة الصغيرة على وحدة التسريب باستخدام ضغط خفيف.</p>	<p>ابدأ بعض الضغط على واقي المضخة الصغيرة لتعشيقه مع الخطاف الموجود في مقدمة وحدة التسريب. ستسمع صوت طقطقة عند وضع المضخة الصغيرة بشكل صحيح على وحدة التسريب.</p>	<p>تحقق مما إذا كانت المضخة الصغيرة مثبتة بأمان بوحدة التسريب.</p>

قم أولاً بتثبيت المضخة الصغيرة على وحدة التسريب. انقر بعد ذلك على "التالي".



التالي

على جهاز إدارة السكري،
انقر على التالي.

ملاحظة ⓘ

أصبحت المضخة الصغيرة الآن جاهزة لإعطاء الإنسولين.

تحقق على فترات منتظمة مما إذا كانت اللصقة مع وحدة التسريب مثبتة بأمان على الجسم. يمكن أن تؤدي وحدة التسريب غير محكمة الغلق إلى توقف إعطاء الإنسولين.

تحقق على فترات منتظمة أن حامل المضخة والقنية متصلين معًا بشكل صحيح. عند زيادة مستوى السكر في الدم لديك لأسباب غير مبررة أو عند حدوث إنذار بالانسداد، افحص المضخة الصغيرة ووحدة التسريب عن أي انسدادات أو مواضع غير محكمة الغلق.

إذا كان موضع التسريب ملتهبًا، أعد وضع وحدة التسريب على الفور في موضع تسريب جديد.

استبدل وحدة التسريب على الفور إذا لم تكن متأكدًا من عمل وحدة التسريب بالشكل الصحيح.

تنشيط إطار المعدل الأساسي

48	49	50
<p>07:00 إعطاء الأنسولين</p> <p>تنشيط إطار المعدل الأساسي</p> <p>إطار 1 الكمية الإجمالية 20.0 و</p> <p>للتأكيد اضغط على <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>07:00 إعطاء الأنسولين</p> <p>تنشيط إطار المعدل الأساسي</p> <p>إطار 1 الكمية الإجمالية 20.0 و</p> <p>للتأكيد اضغط على <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>07:00</p> <p>منج/بدل 2018/03/29, 06:55</p> <p>200 و</p> <p>إطار 1 1.20 و/س جرعة جديدة</p> <p>+</p> <p>إضافة البيانات القائمة الرئيسية</p>
<p>الآن يمكنك تنشيط إطار المعدل الأساسي المضبوط.</p> <p>لتأكيد هذه الخطوة، اضغط على زر الإنسولين <input checked="" type="checkbox"/> بجهاز إدارة السكري، الذي يضيء باللون الأخضر.</p>	<p>الرجاء الانتظار لحظة أثناء تنشيط إطار المعدل الأساسي.</p>	<p>يعرض بيان الحالة إطار المعدل الأساسي النشط.</p>

تهانينا!

قد اجتزت عملية الإعداد. أنت الآن مستخدم مضخة. الرجاء متابعة قراءة هذا الكتيب أو زيارة أكاديمية أكيو-تشيك للتعلم الإلكتروني لمعرفة المزيد حول كل وظائف وخيارات المضخة اللاصقة بلا أنبوب أكيو-تشيك سولو.

استبدال قاعدة المضخة

البدء السريع

قاعدة المضخة قابلة للاستخدام لمدة 120 يوم.

يجب استبدال المخزن مع قاعدة المضخة.

قم بتجهيز المكونات الآتية قبل بدء الاستبدال:

- قاعدة مضخة جديدة
- وحدة مخزن جديدة
- زجاجة إنسولين تحتوي على إنسولين سريع المفعول بتركيز 100 وحدة
- ماسحة كحول معقمة

يجب دائمًا ملء المخزن بما لا يقل عن 80 وحدة. السعة القصوى للمخزن تبلغ 200 وحدة (2.0 مل).

ابدأ استبدال قاعدة المضخة دائمًا عبر القائمة **استبدال** بجهاز إدارة السكري قبل إزالة المخزن المستعمل. يضمن ذلك أن يتم نقل المعلومات الضرورية بالكامل وإعادة بدء إعطاء الإنسولين.

01

07:00

توقف

المعدل

جرعة

إعدادات

استبدال

القياس

و الطيران

USB

بياناتي

المساعدة

الإشارات

إضافة البيانات

بيان الحالة

انقر في القائمة الرئيسية على القائمة
استبدال.

07:00

106

مج/دل
2018/03/29, 06:55

150 و


إطار 1
1.20 و/س
جرعة جديدة

+

إضافة البيانات

القائمة الرئيسية


انقر في بيان الحالة على رمز المخزن.





ملاحظة

إذا استبدلت قاعدة المضخة يجب عليك
أيضًا استبدال المخزن.

03

00 

استبدال مكونات النظام  

وحدة التسريب


المخزن

قاعدة المضخة

استبدال

يتم عرض شاشة لاختيار مكونات النظام. انقر على **استبدال**. تتوقف المضخة تلقائيًا.

04



اضغط على لسان فصل المضخة الصغيرة وقم بخلع المضخة المستعملة من وحدة التسريب.

05	06
<p>00 </p> <p>التخلص من مكونات النظام  </p>	<p>07:00 </p> <p>تحضير المضخة الصغيرة  </p>
<p>تخلص من المخزن وقاعدة المضخة.</p> 	<p>نفذ الخطوات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. قم بملء مخزن جديد بالأنسولين. 2. قم بتوصيل المخزن بقاعدة المضخة.
<p>تم المساعدة</p>	<p>تم المساعدة</p>
<p>تخلص من المخزن المستخدم وقاعدة المضخة المستخدمة وفقاً للوائح التنظيمية المحلية.</p> <p>انقر على تم.</p>	<p>انقر على المساعدة، إذا كنت تريد مشاهدة فيديو حول كيفية استبدال المخزن وقاعدة المضخة.</p> <p>إذا كنت قد استكملت الخطوات الموضحة على الشاشة، انقر على تم.</p>

ملاحظة

للحصول على إرشادات مفصلة حول استبدال قاعدة المضخة الصغيرة، انظر تجهيز مكونات النظام. اتبع الإرشادات في الخطوات الواردة في :

الخطوة 4: قم بتوصيل جهاز إدارة السكري بالمضخة الصغيرة.

الخطوة 5: ملء إبرة المخزن

الخطوة 6: تثبيت المضخة الصغيرة

تنشيط إطار المعدل الأساسي

ملاحظة ⓘ

تجد مفتاح المضخة على الجانب الداخلي من غطاء طقم الاستبدال.
إذا كان هناك عدة مضخات صغيرة في مدى الاتصال بجهاز إدارة السكري، يجب عليك اختيار الرقم التسلسلي للمضخة الصغيرة من اللائحة.

يمكن العثور على الأرقام التسلسلية للمضخة على ملصق واقفي المضخة وملصق العبوة بجانب الرمز symbol .

معتد/مسجل/مدوّن تحت اسم المنتج: نظام المضخة الصغيرة Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK و ACCU-CHEK AVIVA و ACCU-CHEK AVIVA SOLO و ACCU-CHEK SMART PIX و ACCU-CHEK SOLO و ACCU-CHEK SOLO PERFORMA هي علامات تجارية تملكها شركة Roche و FASTCLIX.

علامة كلمة Bluetooth ® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من جانب شركة Roche يتم بمقتضى ترخيص.

جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى تخص مالكيها المعنيين.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

